

◆ အသုံးပြုပြီး 48hrsအတွင်းနေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ခြင်းကို အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။

◆ Sunscreen သေချာလိမ်းပါ။ Scrubကြမ်းကြမ်းတိုက်တာရှောင်ပါ။

◆ ရေကူးကန်သွားတာ ရေပူနဲ့ရေချိုးတာမျိုးရှောင်ပါ။

◆ ဘတ်တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ၅ရက်တစ်ကြိမ်သုံးပေးပါ။

အနည်းဆုံး၁၂ကြိမ်ပုံမှန်ဆက်တိုက်သုံးပေးရပါမယ်။

အမွှေးထွက်နှုန်းပေါ် မူတည်ပြီးကြိမ်ရေပိုသုံးရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

အမွှေးမထွက်လုနီးပါးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ၁လကြိမ် ၂လကြိမ်

Maintenanceသဘောမျိုးသုံးပေးရင်ရပါပြီ။

Resultပိုမြန်စေရန် ရပ်လိုက်သုံးလိုက်မလုပ်ဘဲ ပုံမှန်ဆက်တိုက်သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။

ကြားထဲမှာ waxingလုပ်တာ နှုတ်တာလုပ်မိရင် operationအစကပြန်ဖြစ်ပြီး

resultနဲ့တတ်လို့ ရိတ်ပဲရိတ်ပေးရပါမယ်။



အသုံးပြုနည်း video
ကြည့်ရန်-scan ဖတ်ပါ



**လေဆာအချက်ရေ
990,000**

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ အတွက် တစ်နှစ်တိတိ အာမခံပါသည်

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ ဓမ္မတာလာနေစဉ်၊ ဇီဝအောက်
ကလေးရှိသော နို့တိုက်မိခင်၊ နှလုံးရောဂါရှိသူ၊
ကင်ဆာရောဂါရှိသူ၊ အရေပြားရောဂါရှိသူများ မသုံးသင့်ပါ။

အာမခံအကျုံးဝင်ရန်အတွက်
အာမခံကဒ်ပြား၊ဘောင်ချာ၊
စက်တွင်ကပ်ထားသော
serial number sticker
မပျက်စီးရန်လိုပါသည်။

R&P IPL Hair Removal User Manual



“ အလှအပရေးရာဆရာဝန် ထောက်ခံမှုနဲ့ **Customer Review** အများဆုံးရထားတဲ့
N0-1 R&P Beauty Devices ”

R&P IPL Hair Removalရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ အမွှေးအိတ်လေးတွေကိုအပူပေးဖျက်ဆီးပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းအမွှေးထွက်နှုန်းနည်းလာပြီး နောက်ပိုင်းပြန်မပေါက်တော့တဲ့ထိ Resultရစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရိတ်ပြီးသုံးမှတ်ရောက်မှရှိပါမယ်။

စက်အသုံးမပြုမီ ၃နာရီခြားပြီး **shaving** လုပ်ပါ။

- 1 ပလပ်တပ်ပါ။ (အားသွင်းရန်မလိုပါ ကြိုးတိုက်ရိုက်သုံးရန်)
- 2 ပါဝါခလုန်ကို 1စက္ကန့်ဖိ၍ဖွင့်ပါ။ အကြာကြီးဖိထားရန်မလိုပါ ပြန်ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။
- 3 ပြင်းအားအဆင့်၅ဆင့်ပါပြီး ပါဝါခလုန်ကိုပဲ တစ်ချက်စီနှိပ်၍ မိမိခံနိုင်သော ပြင်းအားရွေးချယ်ပါ။

နောက်ပိုင်းခံနိုင်သွားရင် - အသားဖြူသူများ level 4,5ထိ သုံးနိုင်ပါသည်။

-အသားညိုသူများlevel 3 လောက်သာသုံးသင့်ပါသည်။

- 4 မျက်မှန်တပ်ပါ။(ဗူးအတွင်းအောက်တွင် မျက်မှန်ပါသည်)
- 5 ခလုန်ကြီးကိုနှိပ်၍ မိမိပြုလုပ်ချင်သည့် ဧရိယာကို စပစ်ပါ။

Manual Mode : ခလုန်ကြီးကို တစ်ချက်စီနှိပ်၍ ပစ်ရန်။

Auto Mode : ခလုန်ကြီးကို 3secခန့်ဖိထားရန်။ မီးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ရင် ခလုန်နှိပ်စရာမလိုဘဲ အသားပေါ်တင်ရုံပစ်နိုင်ပါပြီ။

အပူမခံနိုင်ပါက Aloe Vera Gel အနည်းငယ်လေးလိမ်းပြီးမှပစ်ပေးလိုရပါတယ်။ ဘာမှမလိမ်းဘဲပစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။အသားပေါ်တင်ရုံ flashလင်းရင်ရပါပြီ။ အတင်းဖိပြီးမသုံးသင့်ပါ။တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြား 3စက္ကန့်မျှ ခြားပြီးပစ်ပါ။ နေရာအနှံ့လုံလောက်အောင်ပစ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ အချက်ရေနည်းလွန်းရင်လဲ ထိရောက်တာနဲ့နိုင်သလို အလွန်အကျွံလဲမပစ်သင့်ပါဘူး။

ဥပမာ- နှုတ်ခမ်းမွှေး-အချက်ရေ ၃၀မှ ၄၀ခန့်၊ ချိုင်းတစ်ဖက်ကို အချက်ရေ ၄၀မှ ၆၀ခန့်၊ Bikini area အချက်ရေ ၇၀ မှ ၉၀ခန့်၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အချက်ရေ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ခန့် ပျမ်းမျှပစ်ပေးသင့်ပါသည်။

ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အသေးစိတ်

- ◆ ရိတ်တဲ့အခါ shaving cream သုံးပြီး razor ကောင်းတာလေးနဲ့ရိတ်ပေးပါ။
- ◆ ဒီတိုင်းဘာမှမလိမ်းဘဲ ကြမ်းကြမ်းရိတ်ရင် Ingrown hair ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
- ◆ အမွှေးမရိတ်ဘဲ အရှည်အတိုင်း လေဆာမပစ်သင့်ပါ။လောင်တတ်ပါတယ်။
- ◆ အမွှေးနုလေးတွေပဲဆိုရင်တော့ မရိတ်ဘဲသုံးလဲရနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ ပါးမှာရှိတဲ့အမွှေးနုလေးများ)
- ◆ ရိတ်နေမကျဘဲ စရိတ်ချိန်နဲ့ IPLသုံးပြီးချိန်တွေမှာ အသားယားတာ အနီကွက်ဖြစ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ် ပုံမှန်ပါပဲ။ **လုံးဝမကုတ်ပါနဲ့**
- ◆ သုံးနေရင်းအသားပူလာရင် အအေးခံထားတဲ့ Wet Towelနဲ့ ခဏကပ်ပြီးမှ ဆက်သုံးပါ။

စက်သုံးပြီးချိန်

- ◆ **Wet towelကိုအအေးခံပြီး 10မိနစ် 15မိနစ်ခန့် ကပ်ပေးပါ။**
Aloe Vera Gelလေးကိုလဲ ရေခဲသေတ္တာထဲခဏအအေးခံပြီး ခဏခဏလိမ်းပေးပါ။(မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရန်)
Aloe Vera နဲ့ မတည့်ရင် အခြား Soothing Gel သုံးနိုင်ပါသည်။
- ◆ စက်အသုံးပြုထားတဲ့ နေရာကိုအသုံးပြုပြီး 24နာရီအတွင်း Makeupနဲ့ အခြား Alcohol နဲ့ Fragranceပါ သော skincareပစ္စည်းများ မသုံးသင့်ပါ။