

(မျက်လုံးနဲ့ လည်စေ့နေရာတော့ရှောင်ပေးပါ)
(EMS functionက အနည်းငယ်ကျဉ်တဲ့အတွက် မျက်လုံးအောက်
နဲ့ အကြောရှိတဲ့နေရာတွေလဲရှောင်ပေးစေချင်ပါတယ်)

* RF Function ကအနည်းငယ်ပူတဲ့အတွက် တင်းတိမ်ရှိတဲ့နေရာတွေရှောင်သုံးပေးရပါမယ်*

* စွမ်းအင်တစ်ခုပြောင်းတိုင်း ပြင်းအားပြန်ရွေးရပါမည်။ *

စက်ကိုအသုံးပြုပြီးပါက Powerခလုန်ကို ၃စက္ကန့်ဖိ၍ပိတ်ပါ။
ကြိုးဖြုတ်ပါ။အသုံးပြုပြီးလျှင် မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့မျက်နှာသေချာ
ပြန်သစ်ပေးပါ။

ပုံမှန်အတိုင်း skincareတာ သွားလာလှုပ်ရှားတာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စက်ကို ရေမဆေးရပါ။ Tissue or Wet Tissueနှင့် သန့်စင်အောင်
သုပ်ပေးရင်ရပါပြီ။ (စက်သန့်ရှင်းရေး အထူးအထူးဂရုစိုက်ရန်)

ဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ အတွက် တစ်နှစ်တိတိ အာမခံပါသည်



အသုံးပြုနည်း video
ကြည့်ရန်-scan ဖတ်ပါ

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ ဓမ္မတာလာနေစဉ်၊
လေအောက်ကလေးရှိသော နို့တိုက်မိခင်၊
နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ ကင်ဆာရောဂါရှိသူ၊
အရေပြားရောဂါရှိသူများ မသုံးသင့်ပါ။

အာမခံအကျုံးဝင်ရန်အတွက်
အာမခံကဒ်ပြား၊ ဘောင်ချာ၊
စက်တွင်ကပ်ထားသော
serial number sticker
မပျက်စီးရန်လိုပါသည်။

R&P HIFU DEVICE User Manual



“ အလှအပရေးရာဆရာဝန် ထောက်ခံမှုနှင့် Customer Review အများဆုံးရထားတဲ့
N0-1 R&P Beauty Devices ”

အသုံးပြုပုံနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ

L ပြင်းအားအဆင့်ရွေးချယ်ရန် **M** စွမ်းအင်ရွေးချယ်ရန်

⏻ ၃စက္ကန့်နှိပ်၍ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန်

အားမသွင်းရပါ။ ကြိုးတိုက်ရိုက်သုံးရပါမည်။ Adapterခံထားသည့်အပြင် output voltage 20 ဝန်းကျင်ဖြစ်လို့ 100% အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။

ပါဝင်သော စွမ်းအင် ၃မျိုး

HIFU HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND

Collagen အသစ်တွေဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အသားအရေကို ကျန်းမာနုပျိုတင်းရင်းစေခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများ smile line များ သက်သာစေခြင်း

RF RADIO FREQUENCY

အဆီပိုများသက်သာစေပြီး မျက်နှာချပ်ရပ်စေခြင်း၊ မေးနှစ်ထပ်များသက်သာစေခြင်း

EMS ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION

အသားအရေကို ကြည်လင် Glow စေခြင်း

မသုံးခင် ပြင်ဆင်ထားရန်

- မျက်နှာသန့်စင်ထားပါ။
- ရေခဲခဲနဲ့ Towel ပြင်ထားပါ။ (Wet Towel ကို ရေခဲသေတ္တာထဲအအေးခံထားလဲရပါတယ်)
- R&P HIFU Gel ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အအေးခံထားပါ။

အသုံးပြုရန်အဆင့်ဆင့်

1. အအေးခံထားသော R&P HIFU Gel ဖိမ်းပါ။ အသုံးပြုနေစဉ် Gel ခြောက်လျှင် ထပ်လိမ်းပေးပါ။ (အသားအရေပါးသူများ Gel ထူထူလိမ်းရန်)
2. HIFU စက်ကို ပါဝါကြိုးတပ်ပါ။
3. Power ခလုတ်ကို ၃စက္ကန့်နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ။
4. M ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ function ရွေးပါ။
5. L ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပြင်းအားအဆင့်ရွေးချယ်ပါ။
6. မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းကို အောက်ပါအညွှန်းအတိုင်း ကုသမှုစလုပ်နိုင်ပါပြီ။

မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး Function တစ်မျိုး 10mins သုံးရန်။



စက်ကိုမျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတစ်လျှောက် အထဲမှအပြင်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပင့်ဆွဲသောနည်းဖြင့်လုပ်ပေးပါ။

* တစ်နေရာမှာ 3sec ထက်ပိုပြီးမကပ်ထားသင့်ပါ။*

- ◆ သုံးနေရင်း အသားပူလာတာ (သို့မဟုတ်) ရဲလာတာ ခံစားရရင်အသင့်ပြင်ထားတဲ့ အအေးခံထားတဲ့ Towel နဲ့ ခဏကပ်ပေးပါ။ ပြီးမှဆက်သုံးပါ။
- ◆ စသုံးစမှာ ပြင်းအားအဆင့်ကို ခံနိုင်ရုံပဲသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ တိုးသုံးပါ။