

1 Warning

- Do not use antiperspirant immediately after irradiating the armpit.
- Please confirm and clean the dirt on the irradiation port regularly to avoid burns and malfunctions during use.
- Do not use it with the vent blocked, to avoid smoke and fire.
- Do not point the irradiation port towards a black object, so as to avoid the machine not working normally.
- Do not irradiate clothes, hair and other items to avoid charring, discoloration and damage.
- Do not use this product around the eyes to avoid eye damage.
- After use, please wipe off the hair and skin care products attached to the epilator to avoid malfunction and skin damage.
- Do not use around children, the hair removal device will emit strong light, which can easily hurt the eyes.
- Please set the irradiation intensity according to your own skin condition, and please start from the gentle mode for the first time
- It is normal for the skin to become slightly hot and red after use.
- The product cannot be left unattended after it is turned on, please turn it off in time after use.

- Clean the skin to ensure that the skin surface is free of hair residue, completely dry and free of oily substances and stains.
- Do not expose the product to sunlight or UV light for a long time, which will seriously damage the product.
- If the built-in fan does not run after the power is turned on (no humming sound is heard), do not use it to avoid malfunctions such as smoke and fire.

Unsuitable people and situations

- Do not use for pregnant women, breastfeeding mother with a child under six months old, women's menstrual period, body surface scars, diabetes, fragile skin and light sensitive skin.
- Severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumor, infectious skin disease, burnt skin and anticoagulant disorders are prohibited.
- Do not use if you have abnormal collagen metabolism, including a history of scarring and poor wound healing.
- People with vascular disease, such as varicose veins and vasodilation at the irradiation site, do not use it.
- Do not use if the skin is sensitive to light and prone to rashes or allergies.
- It is contraindicated in any hemorrhagic patient, and external use of isotretinoin, fruit acid (AHA), salicylic acid (BHA) or azelaic acid is contraindicated.
- Those who use chemical hair removal within 30 days, those who have used skin whitening products in a short period of time, or those who have used cosmetics containing vitamin A, please use it with caution.
- It is forbidden to take aspirin drugs, immunosuppressants, isotretinoin and other drugs, and those who have recently used light-sensitive drugs (such as tetracycline and sulfonamide, etc.).
- Can not be used at the same time as essential oil products, please ensure that the skin of the irradiated area is clean and dry, and no lotions, lubricants and other cosmetics are used.

●Not applicable body parts

1/ Eyeballs, eyelids, around the eyes 2/ Adam's apple 3/ Inside of mouth, genitals, mucous membranes, etc. 4/ Plastic surgery, surgical site 5/ Nipple, areola 6/ Spots, moles 7/ Eyebrows, hair 8/ Inside of navel 9/ Acne Acne area 10/ Tattoo, body painting area 11/Head 12/Large vein 13/Ear (\*Note: This list is not exhaustive, if you are not sure whether you can use this product, it is recommended that you consult a doctor)

• ဓမ္မတာလာနေစဉ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ မိလအောက်ကလေးရှိသော နို့တိုက်မိခင်၊ ကင်ဆာရောဂါရှိသူ၊ နှလုံးစက်တပ်ထားသူ၊  
**Serious Skin Allergies** အရေပြားရောဂါရှိသူများမသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ အသားအရေက ပုံမှန်ထက်  
**Sensitive**ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။

- ရေဆေးချလို့မရပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုပါက တစ်ရှူးခြောက်ဖြင့်သာ သေချာလေးသန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။
- **adapter** ကြိုးပေါက်ပြဲတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်မသုံးပါနဲ့ ။
- **Result**ကောင်းရဖို့ သုံးလိုက်ရပ်လိုက်မလုပ်ဘဲ လိုချင်တဲ့**Result**ရတဲ့ထိ ပုံမှန်ဆက်တိုက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
- **Chemical Hair Removal Method**တွေလုပ်ပြီး စက်ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ (ဥပမာ- **Hair Removal Cream**)
- စက်အသုံးပြုပြီးချိန် စက်ကိုအရင်ပိတ်ပြီးမှ ကြိုးကိုဖြုတ်ပါ။

Warning: Do not use this product near water-filled bathtubs, shower trays, washbasins or other water-filled utensils, keep this product and power adapter dry.

- If the product is damaged, do not touch any internal parts to avoid electric shock. Do not insert any object into this product, and do not place this product at will.
- Do not use this product around the eyes (even if you wear protective glasses), if you operate around the eyes, the light will be absorbed by the iris melanin in your eyes at close range, resulting in danger.
- In order to avoid the impact of intense pulsed light on your vision, please wear protective glasses during each operation.
- It is recommended that you seek help from others when doing back hair removal to avoid danger
- In order to prevent the excessively long hair from absorbing heat on the skin surface, causing redness and burning of the skin and odor, if your hair is longer than 1mm, please use a scraper to shave it before operating the machine.
- In order to ensure the use effect and avoid the product from not flashing or accidentally flashing, please ensure that the depilation area is dry and clean.
- Due to the lack of data on the use of this product on children under the age of 15, please pay attention to preventing children under the age of 15 from contacting this product, and please keep away from children under the age of 15 when operating the instrument.
- To ensure the effect, please use different light intensity modes for different body parts as needed.
- If the power adapter is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals in the manufacturer's maintenance department or similar departments.

▲Precautions

- 1-Do not use this instrument for naturally dark skin;
- 2-Do not expose to the sun before hair removal;
- 3- It is forbidden to use it in a dark environment;
- 4-Do not hit and shake the product violently;
- 5-Do not use in direct sunlight to avoid machine failure;
- 6- Please wear protective glasses when using;
- 7-Please shave before hair removal (do not use chemical hair removal method);
- 8- Be sure to make the hair removal window close to the skin when removing hair, and then perform the hair removal operation;
- 9-Be sure to start from the gentle mode when using it for the first time;
- 10-Do not pull out the plug directly when the machine is not turned off to avoid damage to the machine.



About Sapphire Ice Cooling Hair Removal Device

·This product relies on the concave thermal flat hair removal device to miniaturize the medical beauty hair removal technology and make it home-use. During hair removal, the flat head compresses the skin and overwhelms the hair follicles, making the roots closer to the higher energy area of the epidermis and improving the energy absorption efficiency of the hair follicles.


·Advanced Sapphire ice-cooling system maintains 5°C ice contact during the treatment. More chilling, more comfortable.

·The flat lamp head is easy to clean, clean after wiping, with stronger light transmission and better hair removal effect.

·This product has 3 gears adjustment to meet the needs of different skin sensitivities and is more humane. The fuselage and the power supply are detachable, compact and portable, and easy to store. This product has a high-life, one-piece lamp head that does not need to be replaced, and is suitable for multiple hair removal areas (such as: face, lips, underarms, bikini line, arms, legs, etc.) to save you expensive lamp replacement costs, No frequent accessory purchases and no hidden additional fees. In addition, it has a perfect filtering system, which can well filter invalid short wavelength and harmful light.

This product comes with LED red light skin rejuvenation mode. After it is turned on, the instrument can continuously use red light to irradiate the skin, which has a certain effect on the skin.

Product structure



●Preparation before use

Clean skin thoroughly. Make sure the skin is hair-free, completely dry, and free of oily residue. (residues such as perfumes, lotions, body lotions and sunscreens)Make sure that there is no dirt, hair, etc. remaining in the irradiation port, and that there is no damage or abnormality. If there is dirt, be sure to clean it up to avoid product failure, deterioration and skin problems. Perform a skin test before using the device, and confirm the skin condition 2 hours after the skin test, if there is no abnormality (redness, blisters) on the irradiated area, you can use this product with confidence.

စက်ရေရည်ခံဖို့ အတွက်ကိုတော့ အမြဲတမ်း **auto mode**မသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။

**Step 6:** အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုမယ့်**Area**အလိုက် နေရာနဲ့အောင်ပစ်ပေးပါ။ တစ်နေရာကိုထပ်ပစ်မိရင်လဲရပါတယ်။

မျက်နှာ- ခွမိနစ်၊ ချိုင်း-၅မိနစ်၊ လက်- ၅မိနစ်၊ **Private Area-** ၅မိနစ်၊ ခြေထောက်- ၁၀မိနစ်။

မျက်နှာ-အချက်ရေ ၃၀မှ ၄၀ခန့်၊ ချိုင်းတစ်ဖက်ကို အချက်ရေ ၄၀မှ ၆၀ခန့်၊ Private area အချက်ရေ ၇၀ မှ ၉၀ခန့်၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အချက်ရေ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ခန့် ဖျမ်းမှုပစ်ပေးသင့်ပါသည်။ (သုံးနေကျသွားရင် နောက်ပိုင်း အချက်ရေဖြည့်ဖြည်းချင်းတိုးသွားပေးပါ)

မိမိအသားအရေနဲ့ အမွှေးရောင်နဲ့ ထိရောက်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ကြည့်ရန်။

SKIN TONE						
HAIR COLOUR						
White/Grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light Blonde	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark Blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light Brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark Brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Black	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓ It's match!	✗ Try a different hair removal method					

**Step 7:** အသုံးပြုပြီးပါက ပါဝါခလပ်ကို ၃စက္ကန့်စိ၍ပိတ်ပါ။ ပလပ်ဖြတ်ပါ။ **Flash**ထွက်တဲ့**Lamp Area**ကို အဝတ်ခြောက် or **Tissue**နဲ့သေချာလေးသုတ်ပြီး သန့်ရှင်းပေးပါ။

**Step 8:** စက်အသုံးပြုထားတဲ့**Area**ကို **Alcohol**မပါတဲ့ **Moisturizer**တစ်ခုခု မဖြစ်မနေလိမ်းပေးပါ။  
(**Sensitive skin**နဲ့ အသားပါးတဲ့သူတွေကတော့ စက်သုံးပြီး**Soothing Gel**တစ်ခုခုကို အအေးခံပြီးလိမ်းပေးပါ။)

-တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အမွှေးမထွက်လုနီးပါးဖြစ်သွားရင်တော့ **Maintenance** သဘောမျိုး လိုအပ်သလောက်သာသုံးပေးရင်ရပါပြီ။

ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ

- စက်မသုံးခင် အသုံးပြုမည့်နေရာကို သန့်ရှင်းထားသင့်ပါတယ်။
- အသုံးပြုတာကြာလို့ စက်**Body**ကပူလာရင်သော်လည်းကောင်း၊ **Cooling Effect**မရတော့ရင်သော်လည်းကောင်း စက်ကို ပိတ်ပြီး ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်လောက်အနားပေးပြီးမှ ဆက်သုံးပေးပါ။
- လေဆာပစ်ပြီး ၂၄နာရီအတွင်း နေရောင်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ **Sunscreen**သေချာလိမ်းပါ။
- **Alcohol**နဲ့ **Fragrance**ပါတဲ့ **Skincare, Cosmetics**တွေသုံးတာရှောင်ပါ။
- စက်သုံးပြီးနောက်ရက်တွေမှာ လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ ကြပ်ထုပ်နေတဲ့အဝတ် အစားတွေမဝတ်သင့်ပါဘူး။
- **Scrub**ကြမ်းကြမ်းတိုက်တာ၊ ရေပူနဲ့ရေချိုးတာ၊ ရေကူးကန်သွားတာတွေလဲရှောင်သင့်ပါတယ်။
- တက်တူး၊ အမာရွတ်၊ အနာရှိသောအသားပေါ်၊ နေလောင်ထားသောအသားပေါ် မသုံးသင့်ပါ။



## Instructions


●Step 1

▲ Do not touch the squeegee directly with the skin, use it with foam or shave in the shower. The scraper is sharp, please use it carefully to avoid scratches.



●Step 2

Note: After finishing the hair removal operation, be sure to turn off the power before unplugging the power cord to prevent damage to the power supply.



---

● Step 3

**Note:** Do not look directly at the flash when removing hair.



●Step 4 

Long press the power button to turn on, short press the power button to adjust the mode according to your needs, double-click the power button after booting to turn on the red light skin rejuvenation mode, and double-click again to turn off the red light skin rejuvenation mode.



●Step 5

According to your own needs, short press the manual flash button to emit light, the lamp head does not touch the skin, long press the flash button for 2S, the automatic flash mode indicator will light up, indicating that the automatic flash mode is turned on.



●Step 6

Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fit it vertically. The indicator icon on the screen mode of the hair meter flashes, indicating that it has been fully contacted. Press the flash button to start the hair removal operation. If the indicator icon does not flash, it indicates that the lamp head and the skin are not fully fitted, and the instrument will not emit light.



▲ After the hair removal is complete, press and hold the power button to turn off the device (do not unplug the device without turning it off to avoid damage)

(suitable for large areas such as arms and legs)

Automatic flash mode: Long Press the flash button for 2s, the automatic flash mode indicator icon will light up, place the light output port on the skin to be treated area. The flash will be emitted at certain intervals automatically. Press and hold the flash button for 2s to turn off the automatic mode.

(suitable for small areas such as fingers and lip hair)

**Manual Flash Mode:** Place the light outlet in the skin to be treated area and fully fit the skin. Short press the flash button to start hair removal.

\*TIP: At any point during the hair removal process, if your skin starts to feel overheated, please pause the operation and allow the light outlet to cool down again before hair removal.

Page-7

R&P Sapphire Ice Cooling IPL Hair Removal လေးကတော့ ရှိပြီး IPL Hair Removal တွေမှာတော့ Advanced Sapphire Ice Cooling System ကို သုံးထားပေးလို့ အသားအရေကို Burn နိုင်ချေအနည်းဆုံးနဲ့ Safe အဖြစ်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားပေးပါတယ်။ သာမန် IPL တွေထက် ၃ဆပိုမိုရောင်မှုရှိအောင်လဲ Upgrade လုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Red Light Therapy Skin Rejuvenation Effect ပါလို့ အမဲကံတွေ အသားပေါ်သက်တော့အတွက်လဲ သက်သာကောင်းပဲပါ။

IPLလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အမွှေးအိတ်လေးတွေကိုအပူပေးဖျက်ဆီးပြီး အမွှေးထွက်နုန်းနေလားပြီး နောက်ပိုင်းပြန်မထွက်တော့အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပူတဲ့ခံစားချက်တွေရှိပါတယ်။ သို့ ပေမယ့် R&P Sapphire Ice Cooling IPLမှာတော့ 5°Cထိ Ice Cooling Effectပါလို့ သာမန်IPLတွေလို တအားပူတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘဲအေးအေးလေးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အသုံးပြုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

(စက်ကိရိယာများနှင့် ကိုယ့်အသားအရေနှင့် အဆင်ပြေမပြည့်ရအောင် တစ်နေ့ရောမှာ ၄၅၁၀ခန့်ကလောက်ပစ်ကြည့်ပြီးအရင် စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ အသားလောင်တာမျိုး အဆင်မပြေတာမျိုးမရှိရင်တော့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ Treatmentအပြည့် ဆက်သုံးလို့ ရပါပြီ။)

## အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်

**Step 1:** စက်ရုံလုပ်ဆောင်သူအရ Shavingရိတ်ပြီးသုံးရင် ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ စက်အသုံးမပြုမီ နှာရိုး ခုနစ်ရံလောက်ခြားပြီးရိတ်ထားပါ။ ရိတ်တဲ့ချိန်မှာလဲ Razorကောင်းတာလေးနဲ့ Shaving Foamလေးသုံးပြီးအမွှေးရဲ့ Directionအတိုင်းသေချာလေးရိတ်ပေးပါ။ ခုမှစရိတ်တဲ့သူတွေကတော့ အစဉ်းမှာ အမွှေးကြမ်းထုတ်သလိုစံစားရတာ ယားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လုံးဝမကျတတ်ပါစေနဲ့။ Wet Towelလေးကိုရေခဲစိမ်းထုတ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

(ရိတ်နေမှကျတဲ့သူတွေကတော့ လုံးဝရိတ်ရတာအဆင်မပြေရင်တော့ Waxingလုပ်ပြီးမှရက်မိတက်ခြားပြီးသုံးရင်လဲရနိုင်ပါတယ်။ သို့ ပေမယ့် Result တော့ နှေးကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။)

**Step 2:** စက်ကို Adapter ကြိုးတပ်ပါ။ ကြိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Qualityကောင်းတဲ့Adapterကိုသုံးထားပေးလို့ 100% Safeဖြစ်ပါတယ်။

**Step 3:** မျက်လုံးကိုမထိခိုက်အောင် မျက်မှန်တပ်ပါ။ (မျက်မှန် လက်ထည်ထားပေးလို အဆင်ပြေတာတပ်လိုရပါတယ်)

**Step 4:** ပါဝါခလုပ်ကို 3secဖိပြီးဖွင့်ပါ။ ပါဝါခလုပ်ကိုပဲ တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီး **Function**ရွေးပါ။

၂) **Low:** မျက်နှာ area တွေနဲ့ Sensitive Area တွေနဲ့ စသုံးစသည့်တွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။

**Medium: Body Parts**တွေအတွက်သင်တော်ပါတယ်

✨ **High:** ပြင်းအားအမြင်ဆုံးဖြစ်ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အသားအရေတွေသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။

ပါဝါခလုပ်ကို ချက်ဆက်တိုက်နိုင်ပါက Red Light Therapy Skin Rejuvenation Effectအတွက်သုံးလိုရပါမယ်။

### Step 5: Flash Buttonကိုနိပ်ရင် လေဆာစပစ်လို့ ရပါပြီ။

**Manual Mode**နဲ့ **Auto Mode**မျိုးသုံးလိုရပါတယ်။**Manual Mode**အနေနဲ့ **Flash Button**ကို တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီး ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြား **2 or 3**စက္ကန့် လောက်စီ ခြားပြီးပစ်ပေးပါ။ **area**ကျဉ်းတဲ့နေရာတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။

**Auto Mode**အနေနဲ့ **Flash Mode**ကို **2sec**လောက်ဖိထားရင် **Flash Mode**ရပါပြီ။ ခလုန်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘဲ အသားပေါ် တင်တာနဲ့ **Auto Flash**လင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ **area**ကျယ်တဲ့နေရာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။

**Note:** အသားပေါ် တင်ပစ်မှု **Flash**လင်းပါမယ်



Use 2 times a week.

Note: Please use it multiple times according to the growth of the hair. If the hair is too thick, the gear and frequency can be appropriately increased on this basis. The specific situation varies from person to person.

Face - 3mins, Armpit - 5mins, Arm - 5mins, Bikini line - 5mins, Leg - 10mins.

## After-use care

### ●Precautions after hair removal

- It is recommended to avoid touching the irradiated area with water within 6 hours after the hair removal operation, and then moisturizing the irradiated area with moisturizing water.
- Do not use perfumes, masks and cosmetics containing scrub beads after skin depilation.
- Within 24 hours after the hair removal operation, please avoid UV exposure and apply sunscreen if necessary.
- Artificial tanning is not permitted during hair removal operations;
- If you need plastic surgery after hair removal (only the hair removal area), please consult your doctor.
- Consult a surgeon if you feel unwell.

### ●Cleaning and maintenance

.In order to ensure the best results and longest lifespan of the product, please clean the product before and after each hair removal to avoid long-term accumulation of hair and dust, if you do not clean the product properly will not have the desired effect.

- Before starting cleaning, the equipment must be turned off and unplugged to allow the machine to cool.
- Wipe and clean the light outlet with a soft, clean and dry cloth.
- Store the equipment in a dry and dust-free environment at -10-60°C
- Do not wash this product and accessories in the faucet and dishwasher.
- Do not use steel wool, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or aggressive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.

### ●Environmental protection

When disposing of the product, please do not throw it with the general household waste, but tell it to the designated recycling center, which is good for the environment.

## Basic parameters

Product Name	: Sapphire Ice Cooling IPL Hair Removal Device
Product Model	: W-1098
Product size	: 163*60*37mm
Rated input	: 12V 3A
Power	: 36W
Energy level	: 3 gears
Intensity	: 12-16J/ cm <sup>2</sup>
Lamp head area	: 3 cm <sup>2</sup>
Spectrum	: 530-1200nm
Executive standard	: GB4706.1-2005

Exclusively Distributed by R&P International Company Limited



## SAPPHIRE ICE COOLING

# IPL HAIR REMOVAL DEVICE

## User Manual



“အလှအပရောဆာများထောက်ခံသည့် Customer Review အများဆုံးရသည့်  
No-1 R&P Beauty Devices”